连续与脉冲核磁共振

学号:202111030007 姓名: 郑晓旸

摘要

本实验基于连续核磁共振谱仪和脉冲式核磁共振谱仪观测了 H 核的共振信号,并在不同化学环境下测量了 H 核的弛豫时间等参数。首先,利用连续核磁共振谱仪,借助示波器测量得到了 $5\%CuSO_4$ 溶液的共振频率 f=21.4655MHz,后对 PID 信号进行拟合尾波峰,得到表观弛豫时间 $T_2^*=0.5984ms$,并据此计算了磁场不均匀度 $\frac{\Delta B}{B}=61.1(ppm)$ 。后进一步测量不同浓度 $CuSO_4$ 溶液的共振信号强度和表观弛豫时间 T_2^* ,观察不同浓度下的表观弛豫时间 T_2^* ,分析得出结论 $CuSO_4$ 作为溶质质具有增强共振信号的作用。然后采用脉冲式核磁共振谱仪,利用 FID 信号和自旋回波信号,观测了不同浓度 $CuSO_4$ 溶液的表观弛豫时间 T_2^* 和本征弛豫时间 T_2 。并绘制折线图,得出结论 T_2 和 T_2^* 随着浓度的增大而减小。最后测量了甘油和二甲苯的频谱,和二甲苯的化学位移。二甲苯化学位移 $\delta=4.659ppm$,有两种等效氢分别对应着苯环和甲基上的 H 原子。

1. 引言

核磁共振技术(NMR)自 1945 年由 Felix Bloch 和 Edward Purcell 独立发明 [1, 6] 以来,已经成为现代科学研究中不可或缺的一种技术。它不仅大大提高了核磁矩测量的精度,还推动了物理学、化学、生物学和医学等多个学科的发展。本技术的核心在于利用外部磁场影响原子核的磁性,通过检测其响应来揭示物质的微观结构和动态行为。

在过去几十年中,NMR 技术经历了显著的进化,特别是在设备和应用方法上的创新 [5]。这种技术现在已经拓展到了连续波谱仪和脉冲波谱仪两种主要形式。连续波谱仪通过不断施加射频场来获取频率谱,而脉冲波谱仪则利用短暂的射频脉冲来产生时间谱,这些时间谱经过傅立叶变换后可以转换为频率谱。这些进展不仅提高了谱的分辨率,还增强了样品信息的提取能力,使得 NMR 成为了研究复杂化学和生物结构的强有力工具。

NMR 的非侵入性质使其特别适用于活体生物的研究,这一特点在医学领域尤为重要,特别是在核磁共振成像 (MRI) 技术中的应用 [4]。它提供了一种强大的手段来检测和诊断各种疾病,而不对生物体造成伤害。

在本实验中,我们将以水中的氢核作为主要研究对象,通过使用连续波和脉冲波谱 仪来探究核磁共振的基本原理及其观测方法。通过这些实验,我们旨在深入理解 NMR 技术的工作原理及其在科学研究中的广泛应用。

2. 计算公式

2.1 磁场不均匀度

磁场不均匀度计算公式 [2],

$$\frac{\Delta B}{B_0} = \frac{2\pi\omega_m \ln(y/y_0)}{\omega_0 \arcsin(x/x_0)} \tag{1}$$

其中, ω_m , ω_0 分别为磁场扫场和共振时的圆频率,y 为某一峰的峰值,x 为最大峰至此峰的距离, y_0 为共振峰高, x_0 为共振峰至尾波消失点距离。

2.2 化学位移

以参数 σ 表示环境对磁场的屏蔽作用,即原子感受到的磁场 $B=B_0(1-\sigma)$,因此 在不同的化学环境下共振频率为 $\omega_0=\gamma(1-\sigma)B_0$ 。

在外磁场 B_0 不变的情况下, 依次测量参照物的共振频率 ω_s 及样品的共振频率 ω_R , 定义相对化学位移 δ 为:

$$\delta = \frac{\sigma_{R_2} - \sigma_{R_1}}{1 - \sigma_s} \times 10^6 \text{ppm} = \frac{\omega_{R_2} - \omega_{R_1}}{\omega_s} \times 10^6 \text{ppm}$$
 (2)

3. 结果分析与讨论

3.1 连续核磁共振谱仪

放入 5% 浓度的 *CuSO*₄ 样品, 基于仪器上的参考位置及参考频率, 仔细调节至出现明显的共振信号, 得到的共振信号如下图所示:




图 1: 5%CuSO₄ 溶液连续谱仪信号

当 *CuSO*₄ 浓度增大降低时,共振的弛豫时间增长,导致在两次发生核磁共振的时间间隔中为完全达到平衡状态,因此共振信号的形式会形成类似高斯波包的形式 [3]。如下图所示:




图 2: 0.05%CuSO₄ 溶液连续谱仪信号

利用示波器光标测量同一周期内共振信号时间间隔,测量得到样品的共振频率为 f=21.4655MHz。

3.1.1 表观弛豫时间测量

调节出最优尾波信号后,开始测量逐峰测量尾波强度. 各尾波峰值处的纵坐标呈指数衰减.

依次测量各峰的位置及大小,并采取指数函数 $U=a\exp\left(-\frac{t}{T^{\star}}\right)+c$ 拟合得到曲线如下图所示:




图 3: 5% 样品溶液 T₂* 拟合

其中测量得到结果, 共振信号峰值 $U_M=1.0652V$, 通过拟合得到表观弛豫时间 $T_2^*=0.5984ms$ 。

3.1.2 不同浓度的 CuSO4 样品共振信号测量

取出 $5\%CuSO_4$ 样品溶液,在保证装置位置不变的情况下,依次放入 1%, 0.5%, $0.05\%CuSO_4$ 溶液及纯水溶液。采取相同的方法读取尾波峰的大小和位置,作拟合得到曲线如下图所示:


拟合得到不同浓度溶液的表观弛豫时间 T_2^* 和最大振幅 U_M 如下表所示:

浓度 (%)	0	0.05	0.5	1	5
$U_M(V)$	2.498	2.795	2.649	1.303	1.065
$T_2^{\star}(ms)$	15.227	3.436	1.411	1.029	0.598


表 1: 不同浓度样品结果表

观察上表能得出结论,表观弛豫时间与浓度呈现出现负相关性,样品浓度越小,表观 弛豫时间越长,表现为尾波的峰值曲线更贴近直线.


此外,可以看出满足如下趋势,随着 $CuSO_4$ 溶液浓度增大,共振信号的峰值增大。原因可能是由于 Cu^{2+} 具有顺磁性,可以增强 H 核的局域磁场的均匀度。因此 $CuSO_4$ 作为溶质可以提高共振信号的强度,增强信号信噪比,使信号更加明显。




(a) 1%CuSO4 溶液连续谱仪信号



(c) 0.05%CuSO₄ 溶液连续谱仪信号



(b) 0.5%CuSO₄ 溶液连续谱仪信号



(d) 纯水溶液连续谱仪信号

3.1.3 磁场不均匀度测量

依据磁场不均匀度计算公式,

$$\frac{\Delta B}{B_0} = \frac{2\pi\omega_m \ln(y_0/y)}{\omega_0 \arcsin(x/x_0)} \tag{3}$$


选取信号效果较好的 $5\%CuSO_4$ 溶液,根据前文测量得到物理量,尾波峰高 y=0.0653V,共振峰高 y=0.0629V,共振峰至尾波消失点距离 x=0.0629V,共振峰至尾波消失点距离 x=0.0629V,共振峰至尾波消失点距离 x=0.0629V,共振峰至尾波峰位距离 x=0.0629V,共振峰至尾波峰位距离 分度得到

$$\frac{\Delta B}{B} = \frac{2\pi \times 50Hz \times ln(\frac{1.0629}{0.0653})}{21.4655MHz \times \arcsin\frac{1.66}{2.68}} = 61.1ppm \tag{4}$$


3.2 脉冲核磁共振谱仪

3.2.1 0.05%CuSO₄ 溶液弛豫时间测量

选择 0.05% *CuSO*₄ 溶液, 打开 PNMR 软件调节脉冲参数, 观察到 FID 信号及自旋回波信号, 调节调场及扫场旋钮至信号最优, 进行弛豫时间的测量。利用软件的采样及拟合部分, 测量示意图如下:



(a) 表观弛豫时间 T_2^* 测量



(b) 本征弛豫时间 T_2 测量

• 表观横向弛豫时间 T_2^{\star}

测得 $0.5\%CuSO_4$ 溶液表观弛豫时间 $T_2^{\star}=6.1ms$ 。

• 本征横向弛豫时间 T_2

测得 $0.5\%CuSO_4$ 溶液本征弛豫时间 $T_2 = 147.5ms$ 。

3.2.2 不同浓度弛豫时间测量

取出 0.05%*CuSO*₄ 溶液, 依次放入 0.5%, 1%, 5% 浓度的样品溶液, 利用 FID 信号及自旋回波信号依次测量表观弛豫时间和本征弛豫时间, 重复取样三次得到结果如下表所示:

浓度 (%)	0.05	0.5	1	5
$T_2^{\star}(ms)$	6.1	4.6	6	2.4
$T_2(ms)$	147.5	25.5	13.3	

表 2: 不同浓度弛豫时间测量结果表

其中5%样品溶液未观测到自旋回波信号,无法拟合测量本征弛豫时间。

观察发现本征弛豫时间 T_2 与浓度呈现出负相关。推测 5% 浓度对应的本征弛豫时间相对较小,自旋回波信号的幅值更小,因此在实验中难以观察到 5% 浓度的自旋回波信号,与实验现象相符.

3.3 化学位移

甘油

调节脉冲 FID 信号幅值最大后, 取出 $CuSO_4$ 样品, 放入甘油样品, 单次测量并进行频域分析, 得到结果如下图所示:




图 6: 甘油 FID 频域信号

读出甘油的共振频率 $f_R = 4658Hz$, 仅有一个共振频率, 无化学位移, 反映了甘油中 C - H 中的 H 核化学环境大致相同。

• 二甲苯

取出甘油样品, 放入二甲苯样品, 单次测量并进行频域分析, 得到结果如下图所示:




图 7: 二甲苯 FID 频域信号

读出二甲苯的两个共振频率 $f_{R1} = 4607Hz$, $f_{R2} = 4707Hz$, 计算得到化学位移:

$$\delta = 4.659 \text{ppm} \tag{5}$$

可明显观察到两个共振频率, 说明二甲苯中存在两种不同环境的 H 核, 分别对应着苯环和甲基上的 H 原子。

4. 结论

本实验基于连续核磁共振谱仪和脉冲式核磁共振谱仪观测了 H 核的共振信号,并在不同化学环境下测量了 H 核的弛豫时间等参数。首先,利用连续核磁共振谱仪,借助示波器测量得到了 $5\%CuSO_4$ 溶液的共振频率 f=21.4655MHz,后对 PID 信号进行拟合尾波峰,得到表观弛豫时间 $T_2^*=0.5984ms$,并据此计算了磁场不均匀度 $\Delta B=61.1(ppm)$ 。后进一步测量不同浓度 $CuSO_4$ 溶液的共振信号强度和表观弛豫时间 T_2^* ,观察不同浓度下的表观弛豫时间 T_2^* ,分析得出结论 $CuSO_4$ 作为溶质质具有增强共振信号的作用。然后采用脉冲式核磁共振谱仪,利用 FID 信号和自旋回波信号,观测了不同浓度 $CuSO_4$ 溶液的表观弛豫时间 T_2^* 和本征弛豫时间 T_2 。并绘制折线图,得出结论 T_2 和 T_2^* 随着浓度的增大而减小。最后测量了甘油和二甲苯的频谱,和二甲苯的化学位移。二甲苯化学位移 $\delta=4.659ppm$,有两种等效氢分别对应着苯环和甲基上的 H 原子。

References

- [1] F. Bloch. "Nuclear induction". In: *Physical Review* 70.7-8 (1946), pp. 460–474.
- [2] Richard R. Ernst, Geoffrey Bodenhausen, and Alexander Wokaun. *Principles of nuclear magnetic resonance in one and two dimensions*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1987.
- [3] Eiichi Fukushima and Stephen B. W. Roeder. Experimental pulse NMR: a nuts and bolts approach. Addison-Wesley Publishing Company, 1981.
- [4] P. C. Lauterbur. "Image formation by induced local interactions: examples employing nuclear magnetic resonance". In: *Nature* 242.5394 (1973), pp. 190–191.
- [5] Malcolm H. Levitt. Spin dynamics: basics of nuclear magnetic resonance. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2008.
- [6] E. M. Purcell, H. C. Torrey, and R. V. Pound. "Resonance absorption by nuclear magnetic moments in a solid". In: *Physical Review* 69.1-2 (1946), pp. 37–38.

5. 附录. 实验数据记录

