拉脱法测量液体的表面张力系数实验报告

郑晓旸

2024年6月7日

目录

1	实验目的	2
2	实验仪器	2
3	实验原理	2
4	实验过程	2
	4.1 准备工作	2
	4.2 标定力传感器	3
	4.3 测量表面张力系数	4

1 实验目的

- 1. 掌握拉脱法测量液体表面张力系数的原理和方法。
- 2. 学习微力传感器的标定方法。

2 实验仪器

- 液体表面张力系数测量实验仪
- 数字示波器
- 试样品(去离子水)
- 微力传感器及标定设备

3 实验原理

液体分子存在短程的相互吸引力。在液体内部,分子所受吸引力来自不同方向,平均值为零。 但在液体表面,分子所受吸引力只来自液体内部,导致表面有向内收缩的趋势,宏观上造成表面张 力现象。定义表面张力系数为:

$$\sigma = \frac{f}{L} \tag{1}$$

其中, σ 的量纲为 N/m,物理意义为液体增加单位表面积所需的能量。

实验采用拉脱法测量液体的表面张力系数。将金属吊环浸没于液体中并缓慢拉起,记录环上的拉力。在液膜破裂瞬间,拉力突然减小,差值 Δf 为液膜的拉力,即:

$$\Delta f = \sigma \pi (D_1 + D_2) \tag{2}$$

式中 D_1 、 D_2 分别为吊环的外径和内径。液体表面张力系数为:

$$\sigma = \frac{\Delta f}{\pi (D_1 + D_2)} \tag{3}$$

实际操作中,使用微力传感器测量拉力,输出电压与拉力的关系为线性关系:

$$U_k = a + bf_k \tag{4}$$

标定后,液体表面张力系数可通过电压变化 ΔU 计算得出:

$$\sigma = \frac{\Delta U}{\pi (D_1 + D_2)b} \tag{5}$$

4 实验过程

4.1 准备工作

1. 连接各部件,测量吊环内外直径,清洗玻璃盘和吊环。测量吊环内外直径结果为: $D_1 = 0.03290(m)$ $D_2 = 0.03492(m)$

$D_1(\mathrm{mm})$	$D_2(\mathrm{mm})$
32.92	34.94
32.88	34.92
32.9	34.92

2. 给水箱装置加水,验证水量足够。

4.2 标定力传感器

- 1. 将吊环挂在力传感器钩上,转至容器外部,减少晃动后传感器输出电压逐渐平稳。
- 2. 用镊子安放砝码对传感器进行定标,记录数据记录得到的原始数据如下:

n	U(v)	m(g)	$g(m/s^2)$	f(N)
0	1.122	0.5	9.8	0
1	1.383	0.5	9.8	0.0049
2	1.64	0.5	9.8	0.0098
3	1.903	0.5	9.8	0.0147
4	2.166	0.5	9.8	0.0196
5	2.424	0.5	9.8	0.0245
6	2.686	0.5	9.8	0.0294
7	2.949	0.5	9.8	0.0343

- 3. 根据记录得到的数据对 $U = a + b \cdot f$ 直线拟合,得到传感器的灵敏度 b。
- 4. 拟合结果为: $a = 1.121(V); b = 53.207(V/N); r^2 > 0.999$




图 1: 力传感器标定曲线

4.3 测量表面张力系数

- 1. 将待测液体倒入玻璃盘中,小心放入塑料容盘中,并一起放入水箱上室。
- 2. 将力传感器转至容器内,挂上吊环,轻触吊环减小晃动。
- 3. 关闭阀门,反复挤压气囊使上室内水面上升,当吊环下沿均与待测液体接触时,松开阀门,使水面缓慢下降。
- 4. 观察吊环从液体中拉起的物理过程,示波器观察传感器输出的变化趋势。
- 5. 在液膜破裂,传感器输出发生突变后,按下示波器 "STOP" 按钮,测量突变前后的电压值 U_1, U_2 ,计算电压差 ΔU ,根据标定系数换算拉力。
- 6. 多次测量得到 $\Delta U = 0.8231(V)$




图 2: 拉脱法测量表面张力系数电压曲线

7. 计算得到表面张力系数 $\sigma = 0.0725(N/m)$